


Исследовательские стереомикроскопы

SMZ25 SMZ18





Визуализация нейронов живой Zebrafish, экспрессирующей GFP и RFP, полученная с использованием нового исследовательского стереомикроскопа Nikon SMZ25 (флуоресценция и изображение при косом освещении). Предоставлено Джо Фетчо (Joe Fetcho), Ph.D., Корнельский университет.

Откройте для себя новую эволюцию Гигантский шаг вперед в стереомикроскопии

Традиционные границы между научными областями, такими как молекулярная биология и биология развития, быстро исчезают, когда исследователи начинают использовать результаты полученные на молекулярном уровне в ходе клеточных, тканевых исследований и исследований организмов. Области, в том числе молекулярная биология, клеточная биология, нейробиология, эмбриология, биология развития и системная биология, испытывают все большие потребности в системах визуализации, которые охватывают пространственные масштабы от одной клетки до целого организма. Понимая эти требования, компания Nikon разработала новый стереомикроскоп, который имеет более высокий коэффициент трансфокации 25:1, высокое разрешение и исключительную способность передачи флуоресценции. Этот новейший микроскоп в серии SMZ представляет собой веху в эволюции стереомикроскопов, а также гарантирует, что ваше исследование будет выведено на следующий уровень.

Самый широкий диапазон трансфокации и самое высокое разрешение в серии SMZ

- Первый стереомикроскоп*, который имеет диапазон транфокации 25:1 (SMZ25).
- Числовая апертура (NA) до 0,156 *, с использованием объектива SHR Apo 1х и системой трансфокации SMZ25 * По состоянию на май 2013 года

Яркие и высококонтрастные флуоресцентные изображения


- Оптическая система «fly-eye» обеспечивает равномерное и однородное освещение препарата по всему полю зрения даже при самом низком увеличении
- Прорыв в оптическом дизайне ведет к значительному повышению соотношения сигнал-шум и получению кристально чистых флуоресцентных изображений

Автоматизация и цифровые изображения

- Моторизованная фокусировка и изменение увеличения (SMZ25)
- Программное обеспечение NIS-Elements позволяет использовать несколько методов визуализации, обработки и анализа изображения, включая захват изображений по оси z (z-стэк), покадровую съемку, а также получение EDF-изображений

Простота в использовании

- Удобный пульт дистанционного управления (SMZ25)
- Легкое в эксплуатации тонкое основание LED DIA с возможностью косого освещения
- Широкий выбор осветителей и аксессуаров позволяет внедрять различные методы наблюдения



2-дневный трансгенный эмбрион Zebrafish, Tg (isl1-GFP (с использованием SHR Plan Аро 1х при коэффициенте трансфокации 6х, SMZ25) . Изображение предоставлено Хисая Какинумой (Hisaya Kakinuma), Ph.D., Лаборатория генной регуляции развития

Институт мозга РИКЕН (RIKEN)

трансфокатором с самым высоким коэффициентом трансфокации и разрешением в серии SMZ



оптическими характеристиками и невероятно яркой флуоресценцией при экономичной

	Моторизированная трансфокация	Ручная настройка трансфокации
Методы наблюдения	BF/DF/FL/простая поляризация	BF/DF/FL/простая поляризация
Коэффициент трансфокации	25:1	18:1
Диапазон увеличения	0,63x ~ 15,75x	0,75x ~ 13,5x
Максимальное увеличение	315x*1	270x*1
Максимальное поле зрения (FOV)	ø70мм*²	Ø59мм* ²
Максимальная числовая апертура объектива	0,312*3	0,3*3

- *1: С использованием SHR Plan Apo 2x/C-W 10xB
- *2: С использованием SHR Plan Apo 0,5x/C-W 10xB
- *3: С использованием SHR Plan Apo 2x

Самый большой в мире диапазон трансфокации и невероятное разрешение

Коэффициент трансфокации 25:1




Инновационная оптическая система, известная как «Perfect Zoom Optics», обеспечивает первый в мире коэффициент трансфокации 25:1 (диапазон увеличения: 0,63х – 15,75х*; *по состоянию на май 2013 года). Даже с объективом 1х SMZ25 позволяет получить изображение всей чашке Петри диаметром 35 мм и одновременно обеспечивает распознавание микроскопических деталей.



Система ALZ автоматически настраивает коэффициент трансфокации для поддержания того же поля зрения при смене объективов. Эта функция позволяет осуществлять плавное переключение между изображением целого организма при

низком увеличении и подробным изображением при большом увеличении.

SHR Plan Apo 0.5x трансфокатор 6x



катор <u>бх</u> трансфокатор <u>1.5</u>х Поддерживает FOV при общем увеличении **3х**


SHR Plan Apo 2x

Взрослая Drosophila, экспрессия мембраносвязанного GFP вызванная геном Gal4, в pertial клетах (с SMZ25)

Изображение предоставлено Хокуто Казама (Hokuto Kazama,), Ph.D. Лаборатория циркуляционных механизмов сенсорного восприять PUKEH (RIKEN)

Nikon предлагает самый высокий коэффициент трансфокации, благодаря системе «Perfect Zoom Optics» SMZ25

Прорыв в дизайне стереоскопов, Perfect Zoom Optics динамически изменяет расстояние между двумя оптическими осями при изменении коэффициент трансфокации. Это изменение расстояния между оптическими осями позволяет максимально увеличить количество света попадающего в оптическую систему при разном увеличении. Как результат - большой диапазон увеличения, высокое разрешение для обоих оптических каналов и минимальные аберрации во всем диапазоне увеличения. Кроме того, этот прорыв в области оптического дизайна позволяет разместить все эти желательные функции в компактном корпусе микроскопа, обеспечивая в результате эргономичный дизайн прибора.




Более высокое значение числовой апертуры для обоих каналов в сочетании с превосходным коэффициентом трансфокации обеспечивает плавный просмотр на макро-и микроуровне.

Превосходное разрешение, никогда ранее не достижимое в стереомикроскопе

Серия Nikon SMZ25 обеспечивает превосходную числовую апертуру 0,156 для объективов SHR Plan Apo 1x и 0,312 для SHR Plan Apo 2x.

Традиционно исследователи должны были переключаться на более высокое увеличение для просмотра микроскопических деталей после использования стереомикроскопа для просмотра или манипуляций с макроскопическими структурами. Микроскопы SMZ25/18 компании Nikon устраняют эту необходимость, предоставляя возможность визуализации как макро, так и микроскопических структур. Например, объектив SHR Plan Apo 2х позволяет визуализировать структуры размером в несколько микрон, что когда-то считалось невозможным при использовании стереомикроскопа. Апохроматическая коррекции сохраняется в объективе и оптической системе трансфокатора, практически полностью устраняя цветовые аберрации.



Отдельные обонятельные нервные клетки Drosophila экспрессирующей GFP-мембранного маркера четко различимы как черные тела, окруженные флуоресцентными мембранами (см. обведенные области). Это изображение демонстрирует невероятно высокое разрешение SMZ25, так как размер обонятельных клеток, как правило, в диаметре около 5 мкм.

Мозг Drosphila, GFP-

(с использованием SHR Plan Apo 2х при трансфокации 15,75х с SMZ25) Изображение предоставлено Хокуто Казама (Hokuto Kazama), Ph.D.

Отдельный двигательный нейрон экспрессирующий кластеры рецепторов GFPглицина (в виде отдельных точек вдоль тела клетки и процессов) у живых Zebrafish

Zebrafish (GFP и косое освещение)

(с использованием SHR Plan Apo 2х при трансфокации 15,75х с SMZ25)

Изображение предоставлено Джо Фетчо (Joe Fetcho), Ph.D.

Лаборатория циркуляционных механизмов сенсорного восприятия РИКЕН (RIKEN)

Сравнение разрешения и хроматической аберрации согласно • таблице разрешения

SMZ25 500 = 1 1100 K-550 1050 |||||||||| 1000 600 = 1 950

С камерой DS-Qi1, SHR Plan Apo 2x, максимальным увеличением и CFP-HQ EX 420-445 нм.



С камерой DS-Ri1, SHR Plan Apo 1,6х и максимальным увеличением

Новые


высокоэффективные объективы SMZ25 SMZ18


Компания Nikon разработала серию объективов SHR Plan Apo, которая предпагает высокое разрешение 1100LP/мм (получено с использованием SHR Plan Apo 2x при максимальном увеличении). Объективы с более низким увеличением 0,5x, 1x или 1,6x дают светлое поле зрения и яркое изображение с реалистичными цветами.


Яркие и высококонтрастные флуоресцентные изображения

Улучшенная яркость и равномерная подсветка при малом увеличении

Даже при малом увеличении микроскопы SMZ25 позволяют получить изображение всей 35 мм чашки Петри с одинаковой яркостью по всему полю зрения*, что делает эти микроскопы идеальными для скрининга в режиме реального времени модельных организмов нематод C. elegans, дрозофил, Zebrafish и мышей для определения и отбора мутантов. Микроскопы серии SMZ25 также позволяют делать яркие снимки даже при низком уровне возбуждающего света, благодаря чему удается избежать фото-обесцвечивания и фото-токсичности, вредных для живых клеток и организмов. *При использовании SMZ25/ SHR Plan Apo 1x







Изображения с временным разрешением развивающихся эмбрионов C.elegans экспрессирующих RFP-гистонов и GFP-мембранных маркеров позволяют исследователям определить мутантные организмы для цитокинеза до отбора для последующего изучения.

Эмбрионы C. elegans (GFP и RFP; диаметр каждого овоида о30µм) (использован SHR Plan Apo 2x с увеличением 8x и SMZ25) Изображение предоставлено Джули С. Кэнмэн (Julie C. Canman), Ph.D., Колумбийский университет.

> Эмбрион мыши в возрасте 12,5 дней, красное: зародыш (с использованием SHR Plan Apo 0.5х при увеличении 1,30x c SMZ18)


Изображение предоставлено Кадзуо Ямагата (Каzuo Yamagata), Ph.D.

Центр генетического анализа биологических реакций, Научно-исследовательский институт микробных заболеваний, Университет Осаки



Линзы fly eye обеспечивают равномерную яркость по всему полю зрения SM225 SM218

Серия SMZ25 является первым в мире стереомикроскопом, использующим линзы fly eye на оборудовании для эпи-флуоресценции. Эта инновационная конструкция обеспечивает яркое и равномерное освещение даже при небольшом увеличении, давая в результате бескомпромиссную равномерность яркости по всему полю



Новое оборудование для эпи-флуоресценции дает возможность получить четкие флуоресцентные изображения.


Более высокое соотношение сигнал/шум и кристально чистые флуоресцентные изображения благодаря улучшенной оптической системе


Новая оптическая система Nikon обеспечивает значительное повышение соотношения сигнал/шум даже при большом увеличении. Это соотношение сигнал /шум позволяет захватить изображение делящихся клеток, что трудно осуществить с помощью обычных стереомикроскопов, и флуоресценцию образов возбужденных слабым излучением.


Позволяет наблюдать веретено при делении клеток


веретено (EGFP-α-тубулин), красное: ядро (Histon H2B-mRFP1) (с использованием SHR Plan Apo 1х при увеличении 13,5x с SMZ25) (Kazuo Yamagata), Ph.D.

Центр генетического анализа биологических реакций, Научно-исследовательский институт











Одиночные флуоресцентные нейроны могут быть визуализированы в живых тканях C.elegans

есценция и изображение при косом освещении живых C.elegans нейро щих GFP- и RFP (с использованием SHR Plan Apo 2x при увеличении 3»



Nikon удалось повысить сигнал и снизить шум во флуоресцентных изображениях, используя короткую длину волны и высокое пропускание объектива Fluor. В сочетании с новым оборудованием для эпи-флуоресценции SMZ18/25 более успешно детектирует возбуждающий свет чем обычные люминесцентные стереомикроско-



Автоматизация и цифровое изображение

Широкий спектр возможностей цифровой визуализации с цифровыми камерами серии Digital Sight и программным обеспечением NIS-Elements.

Легкий в использовании пульт дистанционного управления

Совершенно новый пульт дистанционного управления обеспечивает легкий доступ к регулировки увеличения и фокуса как правой, так и левой рукой.

Пульт дистанционного управления содержит ЖК-монитор с регулируемой подсветкой, который дает информацию о коэффициенте увеличения, объективе, кубе флуоресцентных фильтров и яркости LED осветителя. Подсветка ЖК-монитора может быть отключена для устранения помех при низкой освещенности изображений.

Кроме пульта дистанционного управления, микроскопом можно также управлять с помощью компьютера.





Легко получить необходимую информацию о Z-положении фокусировочного привода, коэффициенте увеличения, объективе, фильтровом кубе и яркости LED осветителя с использованием цифровой камеры серии Digital Sight и программного обеспечения NIS-Elements или контроллера серии Digital Sight DS-L3 вместе с микроскопом.

Осевое изображение для цифровой визуализации

Легкое переключение между стереоположением (стереоскопическим изображением) и моноположением (осевым изображением) при использовании револьвера P2-RNi2 Intelligent Nosepiece простым смещением объектива.

Цифровые изображения могут быть легко получены с помощью моноположения.







дно программное обеспечение для всех систем: NIS-Elements, являющееся флагманом компании ikon, программное обеспечение обработки изображений для разных платформ теперь можно исполь рвать со стереомикроскопами Nikon SMZ25 и SMZ18. NIS-Elements дает широкий спектр современны

Многоканальный (многоцветный)

Несколько каналов флуоресценции может быть использовано в сочетании с другими методами визуализации, такими как косое освещение или светлое поле. Отдельные клетки живого эмбриона дрозофилы экспрессирующие GFP и mCherry (с использованием SHR Plan Apo 2x при увеличении 8x с SM725)

Изображение предоставлено Максом В. Стаплером (Max V. Staller) Ph.D. Клариссой Скоvлз (Clarissa S choles), и Анжелой ДеПас (Angela D ePace) Ph D. Гарвардская медицинская школа






Наложенное изображение со всеми цветами


Покадровая съемка

Легко настраиваемая покадровая съемка с NIS-Elements.



Большая глубина резкости (EDF)

Захват нескольких изображений с высоким разрешением на различных глубинах резкости для создания единого изображения с увеличенной глубиной резкости или квази-3D-изображения



Контроллер Digital Sight DS-L3

Слежение за масштабом

Масштабная линейка автоматически настраивается при изменении увеличения

Режим съемки

Оптимальные параметры изображения для каждого типа образца и метода наблюдения можно легко установить с помощью иконок



Выберите идеальную камеру для конкретных целей






- Высокое разрешение 5.0 мегапикс. • Высокаяскорость съемки
- Подходит для широкого диапазона









- Высокая чувствительность
- Высокие количественные
- Охлаждаемая 1,5 мегапиксельная ССD матрица




Большой выбор аксессуаров

Базовый блок

Nikon упростил использование оборудования путем перемещения элементов управления на переднюю часть основания, в том числе регулировку яркости и выкпючатель

Oснование Fiber DIA base

линзами, которые можно переключать между низким и высоким увеличением. Кроме того, система осве- перенося образец ближе к столу. щения Oblique Coherent Contrast (ОСС, метод косого освещения) позволяет достичь высококонтрастной освещенности.




Основание для диаскопического

освещения P2-DBL LED

Основание Fiber DIA base оснащено конденсорными Более тонкое основание LED DIA Base и плоское основание Plain Base повышают эффективность манипуляций с образцом,











Примеры использования

Осветитель ОСС

Новое основание LED DIA Base со встроенным осветителем ОСС выделяет минимум тепла, потребляет мало электроэнергии и имеет длительный срок службы. Осветитель может повысить контрастность неровных поверхностей, например,



Плоское основание Р2-РВ

Что такое ОСС освещение?

Сокращение ОСС расшифровывается как метод косого когерентного контраста (ОСС), который является одног

ию с обычным диаскопическим освеш ние ОСС дает когерентный свет пад ветные и прозрачные структуры образца.

Автоматическая система термоконтроля столика микроскопа

Термопластина MATS (Производитель: Tokai Hit Co., Ltd.)

Плоская поверхность пластины обеспечивает удобство управления манипулятором и работы с образцом.



Эмбрион Zebrafish (с использованием SHR Plan Apo 1x при увеличении 5x с SMZ18) Изображение предоставлено Юничи Накаи, Ph.D. Университет Сайтама, Институт мозга.

Фокусирующий привод

Фокусирующий привод объединен с основанием. Выберите ручной или моторизованный фокусирующий привод.



Штатив / фокусирующее крепление

Объедините штатив с фокусирующим креплением для просмотра и захвата изображений с отраженным освещением.



Серия объективов SHR Plan Apo

Серия объективов SHR Plan Аро обладает более высокой числовой апертурой, более широким полем зрения, превосходной плоскостностью и коррекцией аберраций.

Эти объективы могут легко переключаться, т.к они имеют одинаковое парфокальное расстояние. Новый дизайн байонетного крепления позволяет безопасно и легко снимать объективы.



SHR Plan Apo 0,5x SHR Plan Apo 1,6x	2 P2-SHR Plan Apo 1x 4 P2-SHR Plan Apo 2x

		SHR Plan Apo 0,5x	SHR Plan Apo 1x	SHR Plan Apo 1,6x	SHR Plan Apo 2x
Максимальное значение числовой і апертуры	SMZ25	0,078	0,156	0,25	0,321
	SMZ18	0,075	0,15	0,24	0,3
Рабочее расстояние		71 мм	60 мм	30 мм	20 мм
Кольцо коррекции		-	-	-	3 мм воды
Длина волны		380-700 нм			

Выберите один из двух типов наклоняемых тринокулярных тубусов и один тип тринокулярного тубуса с низким расположением окуляров. Все тубусы имеют порт для установки цифровой камеры серии Digital Sight.







- Наклоняемый тринокулярный тубус P2-TERG100 (окуляр: порт 100:0/0:100)
- Наклоняемый тринокулярный тубус P2-TERG50 (окуляр: порт 100:0/50:50)
- 8 Р2-ТL100 тринокулярный тубус L (окуляр: порт 100:0/0:100)

Револьвер / адаптер фокусирующего крепления

Существует возможность установки револьвера или адаптера фокусирующего крепления в целях расширения исследований при изменении лиапазона увепичеий





- 1 Револьвер P2-RNI2 Intelligent Nosepiece
- Адаптер фокусирующего крепления Р2-FM

Предметный столик

ХҮ ход предметного столика составляет 6х4 * дюйма (150 мм х 100 мм). Столик может быть присоединен к любому из оснований, что делает эффективным захват больших изображений при использовании в комбинации с программным обеспечением обработки изображений NIS-Elements. Имеется также сдвигающийся и наклоняемый столик.

* Ограниченный ход по оси Y с основаниями 32 мм



■ Предметный столик P-SXY64 XY

Контроллер

Nikon предлагает пульт дистанционного управления, который можно использовать для управления микроскопом и ручного захвата изображений. Также предлагается педаль, которая позволяет пользователю работать с микроскопом и захватывать изображения с помощью ноги, освобождая руки для манипуляций с образцом.





- Пульт дистанционного управления P2-RC
- 2 Педальный переключатель AZ-FSW

Большой выбор аксессуаров

Оборудование для эпи-флуоресценции

Моторизированное оборудование для эпи-флуоресценции

Флуоресцентной турелью можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или программного обеспечения обработки изображений NIS-Elements.




- Моторизированное эпи-флуоресцентное оборудование P2-EFLM
- 2 Защитный экран (поставляется с флуоресцентным оборудованием)

 З Фильтровый куб P2-EFL (GFP-B/GFP-L/RFP)
- 4 Фильтровый куб P2-EFLBF (светлое поле, с λ/4 ппастиной)
- Блок управления Р2-СТLА
- Пульт дистанционного управления Р2-RC

Оборудование для эпи-флуоресценции с ручным управлением

Легкая в ручном управлении модель для недавно разработанного высокопроизводительного оборудования Nikon для флуоресценции.





- 2 Защитный экран (поставляется с флуоресцентным оборудованием)

 Фильтровый куб Р2-EFL (GFP-B/GFP-L/
- Фильтровый куб P2-EFLBF (светлое поле, с λ/4 пластиной)
- блок управления Р2-СТLВ



c SMZ25

Оптоволоконный осветитель

Двухплечный оптоволоконный осветитель

Направление и угол освещения могут быть изменены в соответствии с положением образца путем настройки двух плеч осветителя. Положение оптоволоконного держателя можно изменить для достижения оптимального освещения образца.

- Гибкая двойной световод C-FDF
- Держатель световода
- Оптоволоконный осветитель C-FIDH

 Источник света для оптоволоконного осветителя C-FLED2 LED



Комбинации

c SMZ25

Кольцевой оптоволоконный осветитель

Этот набор кольцевого оптоволоконного осветителя оснащен блоком эпископического освещения (может быть использован с объективами 1х и 0,5х).

- Кольцевой оптоволоконный осветитель P2-FIR
- 2 Источник света для оптоволоконно го осветителя C-FLED2 LED



Коаксиальный осветитель

Коаксиальный осветитель делает возможным детектирование света отраженного от поверхности образца, идеально подходит для получения изображений толстых образцов с небольшим затенением.

- 1 Коаксиальный эпископический осветитель Р2-СІ
- 2 Источник света для оптоволоконного осветителя C-FLED2 LED



Комбинации c SMZ18

Кольцевой светодиодный осветитель

Кольцевой светодиодный осветитель оснащен светодиодами высокой интенсивности и большим сроком службы.

Кольцевой светодиодный осветитель P2-FIRL LED



Аксессуары для поляризационного наблюдения

Анализатор крепится к объективу и поляризатор к основанию или штативу для просмотра в поляризованном свете

Оборудование для простой поляризации P2-POL



Спецификации

	SMZ25	SMZ18		
Система трансфокации		J.V.E.TO		
Оптическая система	Параллельная система, ахроматическая оптическая система			
Увеличение	Моторизированное	С ручной регулировкой		
Коэффициент трансфокации:	25:1	18:1		
Диапазон трансфокации:	0,63-15,75x	0,75-13,5x		
Апертурная диафрагма	Встроенная	Встроенная		
Объективы, NA, WD (мм)				
P2-SHR Plan Apo 2x	0,312, 20 (с корректирующим кольцом для воды от 0 до мм в глубину)	3 0,3, 20 (с корректирующим кольцом для воды от 0 до 3 мм в глубину)		
P2-SHR Plan Apo 1,6x	0,25, 30	0,24, 30		
P2-SHR Plan Apo 1x	0,156, 60	0,15, 60		
P2-SHR Plan Apo 0,5x	0,078, 71	0,075 71,		
Общее увеличение (с использованием окуляров 10x)	3,15-315х (в зависимости от используемого объектива)	3,75-270х (в зависимости от используемого объектива)		
Окуляры (F.O.V. мм)	C-W 10xB (22) • CW 15x (16) • CW 20x (12,5) • C-W	30x(7)		
	 P2-TERG 100 Тринокулярный наклоняемый тубус (100/0 : 0/100) P2-TERG 50 Тринокулярный наклоняемый тубус (100/0 : 50/50) Угол наклона: 0°~30° 			
	• P2-TERG 100 Тринокулярный тубус L (100/0 : 0/100) У			
Фокусирующий привод (ход от парфокальной точки объектива)	• P2-MFU моторизованное фокусирующее устройство (до 96 мм/вниз 4 мм)	• P2-FU ручное устройство (до 97 мм/вниз 5 мм)		
Адаптер фокусирующего крепления /Револьвер	 Р2-FM Адаптер фокусирующего крепления Р2-RNI2 кодированный револьвер (можно установить два объектива) 	 Р2-RNI2 кодированный револьвер (можно установить два объектива) Р2-FMDM Фокусирующее крепление (65 мм) (для простого штатива P-PS32) 		
Основания/Штатив	Плоское основание P2-PB Plain Base			
	предметный столик C-TRS			
Оборудование для эпифлуоресценции	4 фильтровых куба, встроенные линзы с оптикой Fly eye			
	 Моторизированное оборудование для эпи- флуоресценции P2-EFLM 	 Моторизированное оборудование для эпи- флуоресценции P2-EFLM Оборудование для эпи-флуоресценции P2-EFLI 		
Источники света эпископической флуоресценции	• Оптоволоконный осветитель с предварительной центровкой C-HGFIE HG / C-HGFI HG (130 Вт)			
Эпископические осветители	 P2-FIRL LED Кольцевой светодиодный осветитель 			
	Используется для оптоволоконного источника света Коаксиальный эпископический осветитель P2-CI Блок кольцевого оптоволоконного освещения P2-FIR Блок оптоволоконного осветителя с двумя гибкими ручками C-FDF			
Эпископические источники света	• Светодиодный источник света для волоконного осветителя C-FLED2 LED			
Методы наблюдения	(Эпископические) Коаксиальный эпископический осветитель, эпи-флуоресцентный осветитель, кольцевой светодиодный осветитель (Диаскопические) простая поляризация (с оборудованием для простой поляризации P2-POL) Наблюдение в темном поле (с блоком темного поля P-DF LED), наблюдение при косом освещении			
Вес (приблизительно)	32 кг (Моторизированное оборудование для эпифлуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклонным тубусом, моторизированным блоком фокусировки, кодированным револьвером, основанием LED DIA и объективами 1х и 0,5х)	30 кг (Оборудование для эпи-флуоресценции в конфигура- ции с тринокулярным наклонякмым тубусом, блоком фокусировки, кодированным револьвером, основани- ем LED DIA и объективами 1х и 0,5х)		
Потребление электроэнергии	30 Вт (Моторизированное оборудование для эпи- флуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклоняемым тубусом, моторизированным блоком фокусировки, кодированным револьвером и основани- ем LED DIA)	10 Вт (Оборудование для эпи-флуоресценции в конфигурации с тринокулярным наклоняемым тубусом, блоком фокусировки, кодированным револьвером, основанием LED DIA)		

Аксессуары для наблюдения в темном поле

Темнопольный просмотр возможен путем простого присоединения блока темного поля к основанию.

① Блок для темного поля P-DF LED 2 Экран


12



13

Размеры

SMZ25 (В комплекте с моторизированным оборудованием для эпи-флуоресценции и основание LED DIA)



SMZ18 (В комплекте с оборудованием для эпи-флуоресценции и основанием LED DIA)





Диаграмма системы



14 15

Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя. Май 2013 года ©2013 NIKON CORPORATION

Примечание: Экспорт продукции*, представленной в этой брошюре, контролируется в соответствии с Законом «О валютном обмене и внешней торговле». Соответствующие процедуры обязательны в случае экспорта из

*Продукция: Аппаратура и техническая информация (включая программное обеспечение).



№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОРПОРАЦИЯ NIKON

Shin-Yurakucho, 12-1, Yurakucho 1-chome Chivoda-ku. Токио 100-8331. Япония Телефон: +81-3-3216-2375 факс: +81-3-3216-2385 http://www.nikon.com/instruments/



ISO 9001 Сертифицировано NIKON CORPORATION



ISO 14001 Сертифицирован NIKON CORPORATION

NIKON INSTRUMENTS INC.

1300 Walt Whitman Road, Мелвилл, Нью-Йорк 11747-3064, США Телефон: +1-631-547-8500; +1-800-52-NIKON (только в США)

Факс: +1-631-547-0306 http://www.nikoninstruments.com/

NIKON METROLOGY, INC.

12701 Grand River Avenue, Брайтон, Мичиган 48116 США Телефон: +1-810-220-4360

Факс: +1-810-220-4300 E-mail: sales_us@nikonmetrology.com http://www.nikonmetrology.com/

NIKON INSTRUMENTS EUROPE B.V.

Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Амстердам, Голландия Телефон: +31-20-7099-000 Факс: +31-20-7099-298 http://www.nikoninstruments.eu/

NIKON METROLOGY EUROPE NV

Geldenaaksebaan 329, 3001 Левен, Бельгия Телефон: +32-16-74-01-00 Факс: +32-16-74-01-03

Email: sales_europe@nikonmetrology.com http://www.nikonmetrology.com/

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD.

Телефон в КИТАЕ: +86-21-6841-050 Факс: +86-21-6841- 060 Телефон (Отделение в Пекине): +86-10-5831-2028 Факс: +86-10-5831-2026 Телефон (Отделение в Гуанчжоу): +86-20-3882-0552

Факс: +86-20-3882-0580 NIKON SINGAPORE PTE LTD

Телефон в СИНГАПУРЕ: +65-6559-3618

Факс: +65-6559-3668

NIKON MALAYSIA SDN. BHD.

Телефон в МАЛАЙЗИИ: +60-3-7809-3688 Факс: +60-3-7809-3633

NIKON INSTRUMENTS KOREA CO., LTD

Телефон в КОРЕЕ: +82-2-2186-8400 Факс: +82-2-555-4415

NIKON INDIA PRIVATE LIMITED

Телефон в ИНДИИ: +91-124-4688500 Факс: +91-124-4688527

NIKON CANADA INC. Телефон в КАНАДЕ: +1-905-6029676

Факс: +1-905-602-9953

NIKON INSTRUMENTS S.p.A.

Телефон в ИТАЛИИ: +39-055-300-96-01 Факс: +39-055-30-09-93

NIKON AG

Телефон в ШВЕЙЦАРИИ: +41-43-277-28-67 Факс: +41-43-277-28-61

NIKON GMBH AUSTRIA

Телефон в АВСТРИИ: +43-1-972-6111-00 Факс: +43-1-972-6111-40

NIKON BELUX

Телефон в БЕЛЬГИИ: +32-2-705-56-65

Факс: +32-2-726-66-45

NIKON UK LTD.
Телефон в СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ: +44-208-247-1717 Факс: +44-208-541-4584

NIKON METROLOGY UK LTD.

Телефон в СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ: +44-1332-811-349 Факс: +44-1332-639-881

E-mail: sales_uk@nikonmetrology.com

NIKON FRANCE S.A.S.

Телефон во ФРАНЦИИ: +33-1-4516-45-16 Факс: +33-1-4516-45-55

NIKON METROLOGY SARL

Телефон во ФРАНЦИИ: +33-1-60-86-09-76 Факс: +33-1-60-86-57-35

E-mail: sales france@nikonmetrology.com

NIKON GMBH

Телефон в ГЕРМАНИИ: +49-211-941-42-20 Факс:+49-211-941-43-22 NIKON METROLOGY GMBH

Телефон в ГЕРМАНИИ: +49-6023-91733-0 Факс: +49-6023-91733-229

E-mail: sales germany@nikonmetrology.com

Официальный дистрибьютор Nikon

в России и странах СНГ



Россия, 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2 тел.: +7 (495) 223-40-00 факс: +7 (495) 223-40-01 http://www.tokyo-boeki.ru email: systems@tokyo-boeki.ru